









Station d'accueil connectée AIVIA SOLO pour défibrillateur

Assure la surveillance et la protection de vos DAE et le maintien à bonne température.

- Borne permettant la surveillance en temps réel de votre DAE : état de veille, retrait du défibrillateur et relevés de températures intérieures et extérieures.
- Fonctionne en totale autonomie énergétique grâce au panneau solaire : pas de raccordements électriques.
- Facilité d'installation : implantation au sol par 5 points d'ancrage, à une profondeur inférieure à 10 cm.



Commentaires



Livraison

OFFERTE*

3 690,00 €

T.T.C. 4 428,00 €

Réf. 104MPA100

Conditionnement : Unitaire

Date d'envoi estimée :
Contactez-nous au 03 28
64 26 26

Description

Station d'accueil connectée AIVIA SOLO pour défibrillateur

- Borne d'accueil autonome pour DAE conçue pour l'**extérieur** en complète autonomie grâce au **panneau photovoltaïque**.
- Fonction communication IoT assurée sans raccordement filaire.

chat en direct

- Facile à déployer, elle est idéale dans les **lieux publics extérieurs** : pas d'obligation d'étude de sol, hors déclaration à l'urbanisme.
- Orientation de l'ouverture et de l'accès au DAE indépendante de l'orientation du dispositif solaire (photovoltaïque et mur trombe).
- Ouverture de la porte adaptée aux personnes à mobilité réduite (PMR).
- Constitution d'un massif non obligatoire (sauf sur sol meuble ou sur une pente supérieur à 5° C).
- Possibilité d'y intégrer tous types de défibrillateurs cardiaques.
- **Logiciel de surveillance :**
 - Version multilingue ;
 - Protégé par un nom d'utilisateur et un mot de passe ;
 - Affichage des incidents avec possibilité de vérifier et de consigner les faits ;
 - Possibilité de surveiller une ou plusieurs bornes (affichage de l'état et présence du DAE, système de contrôle, alarme, etc.) ;
 - Programme conçu pour envoyer des alertes SMS ou email à une ou plusieurs personnes en cas d'incident ;
 - Tenue de registres des incidents passés ;
 - Interprétation des données au moyen de codes de couleur ;
 - Géolocalisation des bornes.
- Découvrez également notre gamme complète d' Armoires et supports de défibrillateur [link : <https://www.securimed.fr/materiel-urgence/defibrillateurs/armoires-supports-defibrillateur>] .
- En complément : Défibrillateur [link : </materiel-urgence/defibrillateurs>], Matériel d'hémorragie d'urgence [link : </materiel-urgence/hemorragie-externe-membre-sectionne>] et Matériel d'immobilisation et transfert [link : </materiel-urgence/immobilisation-transfert>].

Caractéristiques techniques

 Commentaires

Accessoire pour défibrillateur **Armoire** **Alimentation** **Panneau photovoltaïque** **Coloris** Vert

Compatible avec

HeartStart HS1, HeartStart FR2, AED Plus, Powerheart G5, Powerheart G3, Powerheart G3 PRO, HeartStart FRX, Fred Easy Life, HeartStart FR3

Conditionnement Unitaire **Description** Borne AIVIA SOLO **Dim.** H 240 x L 56 cm **Fabriqué en**

France **Fixation** 5 points d'ancrage **Garantie** 2 ans **Marque** AIVIA **Matériel de formation** Non

Poids 35 kg **Prix net** Oui

Documentation

FAQs & Guides pratiques

Fiches techniques



[link : https://www.securimed.fr/media/cms/files/sefr/SEFR_TDS_1369_std.lang.all.pdf]

FT104MPA100 - Fiche technique
station d'accueil connectée AIVIA
SOLO pour défibrillateur - V1122022

> Télécharger [link : https://www.securimed.fr/media/cms/files/sefr/SEFR_TDS_1369_std.lang.all.pdf]

Infos livraison



Frais de livraison

- 9,90€ pour une livraison standard par transporteur (réservée aux professionnels) ou une livraison en point Relais.
- **GRATUIT*** dès 230 € HT

*Valable uniquement pour les livraisons en France métropolitaine (hors Corse), hors produits lourds et volumineux pour lesquels des frais de livraison de 30€ HT par article s'appliquent

> En savoir plus sur la livraison [link : </cms/informations-livraison.html>]



Commentaires

REPÈRES

EN FRANCE, CHAQUE ANNÉE,
40 000 personnes
meurent prématurément
d'arrêt cardiaque.

Sans prise en charge immédiate,
près de 93 % des arrêts cardiaques sont fatals.

7 fois sur 10, ils surviennent devant témoin,
mais moins de 40 % de ces témoins font
les gestes de premiers secours.

4 victimes sur 5 qui survivent à un arrêt cardiaque
ont bénéficié de ces gestes simples
pratiqués par le premier témoin.

Le taux de survie à un arrêt cardiaque en France
est de 7 % si aucun geste n'est pratiqué.
Il monte à 35 % si les trois gestes
sont faits correctement.

2 Français sur 3
souhaiteraient se former
aux gestes qui sauvent.

TÉMOIN D'UN ARRÊT CARDIAQUE :

3 réflexes



1 Appeler le 15 (samu), 18 (Pompiers), 112 (appel urgence européen), 114 (pour les personnes sourdes ou malentendantes) **pour prévenir les secours.**



2 Commencer immédiatement **le massage cardiaque.**



3 Si d'autres personnes sont présentes, leur demander de s'informer : **un défibrillateur** est-il disponible à proximité ? Si oui, aller le chercher aussi vite que possible.



5 mn 5 Minutes pour agir : pourquoi ?

Lors d'une fibrillation ventriculaire, le cerveau souffre très rapidement : il n'est pas alimenté en oxygène car le sang ne circule plus. **Au-delà de 5 minutes d'arrêt du cœur, si on ne fait rien, les lésions cérébrales sont irréversibles**, puis c'est la mort assurée. Le massage cardiaque permet de relancer la circulation sanguine et donc l'oxygénation des cellules.

OSEZ !

**LE PIRE EST
DE NE RIEN FAIRE**

Un arrêt cardiaque peut survenir à domicile, dans un lieu public ou sur le lieu de travail. Vous serez peut-être seul à pouvoir intervenir : **n'hésitez pas, osez, votre rôle est essentiel.**



**1 minute gagnée,
c'est 10 % de chance
de survie en plus !**



TÉMOIGNAGE

J'ai frôlé la mort il y a 8 ans : un soir, je dansais le rock et mon cœur a lâché. Heureusement, j'étais entouré de personnes qui ont su faire les bons gestes : pendant 20 minutes, elles se sont relayées pour pratiquer un massage cardiaque. Puis les secours sont arrivés. Aujourd'hui, je n'ai aucune séquelle et je vis normalement. Mais je leur dois la vie !»

Gérard, 58 ans - Lyon (69)

3 DÉFIBRILLER à l'aide d'un défibrillateur automatisé externe (DAE).

Très simple d'utilisation, cet appareil guide vocalement, étape par étape, et garantit une utilisation sans risque.

- **Les défibrillateurs sont disponibles dans un nombre croissant de lieux publics** : centres commerciaux, mairies, places centrales, halles de marché, pharmacies...
- **Si on dispose d'un défibrillateur automatisé externe**, on l'utilise au bout de 2 minutes de massage cardiaque.
- **S'il n'y en a pas à proximité**, on masse sans s'arrêter jusqu'à l'arrivée des secours.



FORMEZ-VOUS !

Acquérir les réflexes de l'intervention d'urgence permet d'agir rapidement et avec sang-froid.

C'EST SIMPLE

Les gestes de la réanimation cardio-pulmonaire ont été simplifiés : toute personne, dès 10 ans, peut s'initier et être efficace en situation d'urgence.

C'EST ACCESSIBLE

L'Initiation aux Premiers Secours (IPS) est une formation gratuite que de nombreux acteurs du secourisme proposent partout en France, dans leurs antennes locales et régionales. C'est d'ailleurs le cas dans de nombreux Clubs Cœur et Santé ou lors des Parcours du Cœur.

C'EST RAPIDE

Une ou deux heures suffisent pour apprendre les bons réflexes.

